

**Wartung:**

Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines Mikrofasertuchs. Befeuchten Sie das Tuch mit ein wenig Wasser, um Text oder hartnäckige Flecken zu entfernen.

Wenn hartnäckige Flecken oder Schmutz nicht entfernt werden können, kann die Kunststoffolie gegen Aufpreis von Abilia getauscht werden.

**Tipp!**

Lässt sich die Tafel schwer reinigen? Verwenden Sie einen Whiteboard-Marker und zeichnen Sie damit Text und Flecken nach, die sich schwer entfernen lassen. Warten Sie eine Minute, bevor Sie die Markerrückstände abwischen.

**Vorgangsweise zum Einstellen der Uhr:**

1. Wechseln Sie in den Modus für die Zeiteinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken.
2. Die **Stundenanzeige** blinkt und kann durch Drücken der Taste  geändert werden. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang drücken, können Sie durch die Zahlen scrollen.
3. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Minutenanzeige**. Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
4. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Jahresanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 1 14). Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
5. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Monatsanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 2 06). Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie durch die Zahlen scrollen.
6. Durch Drücken der Taste  blinkt die **Tagesanzeige** (auf der Anzeige erscheint z. B. 3 25). Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen. Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie automatisch durch die Zahlen scrollen.
7. Verlassen Sie in den Modus für die Zeiteinstellung, indem Sie die Taste  drücken. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Zeiteinstellung automatisch.)

**Vorgangsweise zum Einstellen oder Löschen eines Alarms:**

1. Wechseln Sie in den Modus für die Alarmeinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken.  
Nach diesen 2 Sekunden erlöschen alle Lichtpunkte auf der Lichtsäule, außer jene, für die Alarmer eingestellt wurden. Lichtpunkte, für die Alarmer eingestellt wurden, bleiben stets eingeschaltet.
2. Scrollen Sie zur gewünschten Zeit mithilfe der Taste . Indem Sie die Taste länger als eine 1 Sekunde lang halten, können Sie automatisch durch die Lichtpunkte scrollen.
3. Drücken Sie die Taste , um für den ausgewählten Lichtpunkt einen Alarm zu aktivieren. Sobald ein Alarm für einen Lichtpunkt ausgewählt wurde, blinkt dieser schnell.  
  
Drücken Sie die Taste , um den Alarm ein-/auszuschalten.  
Schnell blinkend = Alarm eingestellt  
Langsam blinkend = kein Alarm
4. Wiederholen Sie die Schritte 2–3 oben, um weitere Alarmer einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang, um den Modus für die Alarmeinstellung zu verlassen. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Alarmeinstellung automatisch.)

**Es ist auch möglich, alle Alarmer in einem Schritt zu löschen:**

1. Wechseln Sie in den Modus für die Alarmeinstellung, indem Sie die Taste  2 Sekunden lang drücken.
2. Drücken und halten Sie die beiden Tasten  und  1 Sekunde lang. Ein akustisches Signal ertönt und alle Alarmer werden gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste  2 Sekunden lang, um den Modus für die Alarmeinstellung zu verlassen. (Wenn Sie die Taste  1 Minute lang nicht drücken, beendet MEMOdayplanner den Modus für die Alarmeinstellung automatisch.)