



TiPY™

DE (EU)

**GEBRAUCHS
ANWEISUNG**

TiPY Keyboard



TiPYkeyboard.com

Inhalt

1. Einleitung
2. Zweckbestimmung
3. Sicherheitshinweise
4. Reinigung und Desinfektion
5. Lieferumfang
6. Anschlüsse, Anzeigen
7. Einstellungen
8. Wartung / Überprüfung
9. Support
10. Technische Daten
11. Konformität
12. Umweltschutz und Entsorgung



1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von TiPY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie beim Betrieb des Gerätes die entsprechenden Anweisungen. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit am Ort der Nutzung des Gerätes auf.

2. Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung der TiPY Einhand-Tastatur ist es, Menschen mit eingeschränkter Hand- oder Armfunktion die Möglichkeit zu geben, Computer und digitale Geräte mit nur einer Hand effektiv zu bedienen. Das Produkt dient als Hilfsmittel, um die Herausforderungen zu bewältigen, die mit verschiedenen Ursachen für einseitige Armbeeinträchtigung oder eingeschränkte Handfunktion einhergehen. Dies können angeborene genetische Faktoren, Entwicklungsstörungen, Verletzungen, neurologische Erkrankungen oder muskuloskelettale Probleme sein.

Die TiPY Einhand-Tastatur ermöglicht es dem Benutzer, trotz dieser Einschränkungen eine umfassende Computernutzung zu erreichen. Sie ermöglicht das Schreiben von Texten, die Verwendung von Tastenkombinationen, die Bearbeitung von Programmen und Tabellen sowie die präzise Steuerung einer integrierten Mausfunktion – und das alles mit einer Hand. Das Produkt trägt dazu bei, die Unabhängigkeit, die Produktivität und die Teilnahme am digitalen Leben für Menschen mit einseitiger Armbeeinträchtigung oder eingeschränkter Handfunktion zu fördern.

3. Sicherheitshinweise

Handhabung

Bitte behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile. Es dürfen keine Veränderungen daran vorgenommen werden.

Das Gerät ist nicht lebenserhaltend oder lebensunterstützend. Das Gerät besteht aus mehreren Komponenten. Eventuell können kleine Einzelteile vom Gerät getrennt werden, wodurch möglicherweise Erstickungsgefahr oder eine andere Gefahr für Kinder besteht. Kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht erreichen oder benutzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, nassen, sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen (siehe Temperaturangaben bei Technischen Daten).

Versuchen Sie niemals, die eingebauten Akkus des Geräts selbst auszutauschen, da diese hierdurch beschädigt werden können, was wiederum zu einer Überhitzung und zu Verletzungen führen kann.



Montage

Um die Tastatur für Links- oder Rechtshänder zu positionieren, ziehen Sie das Handpad vorsichtig ab. Drehen Sie es dann um und setzen Sie es auf der gewünschten Seite wieder ein. Entfernen Sie die Schutzfolie, die das Batteriefach abdeckt. Es sind nur empfohlene Montage-Komponenten des Herstellers zu verwenden. Der Benutzer trägt das alleinige Risiko für die Montage. Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch Herunterfallen des Geräts oder seiner Komponenten verursacht werden.

Reparatur

Bitte versuchen Sie keinesfalls, das Gerät zu öffnen und selbst zu reparieren. Das Zerlegen des Geräts kann zu dauerhaften Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller, wenn das Gerät Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät oder sein Zubehör mechanisch beschädigt ist, darf es nicht mehr eingesetzt werden.

4. Reinigung und Desinfektion

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Das Gerät sollte täglich mit einem zur Verwendung in Krankenhäusern vorgesehenen Desinfektions- und Reinigungsmittel gesäubert werden. Die Reinigung sollte nur mit einem Wischtuch erfolgen. Wischen Sie alle Außenflächen ab und lassen Sie sie von selbst trocknen oder befolgen Sie die Wischanleitung. Verwenden Sie keine Sprays, die in das Gerät möglicherweise Feuchtigkeit eindringen lassen. Keinesfalls darf irgendein Bestandteil des Gerätes einer Dampf- oder Nasssterilisation unterzogen werden.

5. Lieferumfang


- TiPY Keyboard
- USB - USB C Kabel
- Gebrauchsanweisung





TiPY™

6. Anschluss, Anzeigen



Links




Rechts



TiPY™

7. Einstellungen





TiPY™



Die Tasten **[Fn] + []** drücken.
[Fn] blinkt schnell **grün**. Anschließend ...

... für **Apple-Produkte** **[P]** drücken.
Die LED im Handpadbereich leuchtet **grün**.

... für **Windows, Linux oder Android-Produkte** **[P]** drücken.
Die LED im Handpadbereich leuchtet nicht. **○**

**Einstellung des
Betriebsystems**



TiPY™



Die Tasten **Fn** + **+** drücken.
Fn blinkt schnell **grün**. Anschließend für die gewünschte Sprache folgende Tasten drücken:

- | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| D + E | Deutsch | E + N | Englisch | E + S | Spanisch |
| F + R | Französisch | I + T | Italienisch | P + T | Portugiesisch |
| N + L | Niederländisch | S + V | Schwedisch | F + I | Finnisch |
| D + A | Dänisch | N + O | Norwegisch | I + S | Isländisch |


Je nachdem, welche Sprache ausgewählt wurde, leuchten die vier **blauen LEDs** im Handpadbereich in einem bestimmten Muster (siehe Aufkleber im Handpadbereich).

Einstellung der Sprache




TiPY™

Verbindung mittels USB-C



Die **TiPY™** mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem PC verbinden.
[ESC] leuchtet beständig **rot**. **TiPY™** ist direkt am PC angeschlossen und die Batterie wird, wenn leer, geladen ([ESC] blinkt **rot**).

Verbindung mittels Bluetooth



USB-C-Kabel abstecken, [Fn] blinkt **grün**. **TiPY™** sucht ohne Kabel automatisch nach einer Bluetooth-Verbindung. **TiPY™** scheint am PC in der Bluetooth-Verbindungsliste auf. Wählen Sie **TiPY™** aus und folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Schritten, um Ihre Geräte zu verbinden. Wenn verbunden, leuchtet [Fn] beständig **grün**.

Bei einer Bluetooth-Störung blinkt [Fn] sehr schnell. In diesem Fall entfernen Sie die bestehende **TiPY™**-Verbindung mit Ihrem Computer und verbinden Sie neu. Die **TiPY™** Bluetooth-Verbindung kann nur von dem verbundenen Computer aus gelöscht werden.

Verbinden der
TiPY™
mit Ihrem PC



TiPY™

TiPY™ geht nach einer Verwendungspause in den Standbymodus und danach in den Sleepmodus. Ihre TiPY™ kann mit jeder Taste geweckt werden. **[ESC]** blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.

Jede TiPY™ ist für Links- und Rechtshänder geeignet: Ziehen Sie, um die Tastatur zu wechseln, das Handpad ab, drehen Sie die Tastatur auf die gewünschte Seite und stecken Sie das Handpad wieder auf. TiPY™ erkennt automatisch, welche Seite verwendet wird, und deaktiviert die Unterseite. Je nachdem, welche Seite verwendet wird, ist der Mausjostick auf der Seite des Daumens.



Bedienung mit linker Hand



Bedienung mit rechter Hand



Drücken Sie, um den Nummernblock zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Taste **[Num]**. Diese leuchtet bei aktiviertem Nummernblock blau.

Good to know
TiPY™



TiPY™



Die Maus wird mit dem Mausjostick und den daneben angebrachten Tasten  für Linksklick,  für Rechtsklick sowie  zum Scrollen bedient.

Mausfunktion der
TiPY™



TiPY™



TiPY™ Trainer, free to use on
tipykeyboard.com



8. Wartung / Überprüfung

Halten Sie die Tastatur sauber, indem Sie regelmäßig Staub, Schmutz und Ablagerungen von den Tasten und Oberflächen entfernen. Beachten Sie dabei die oben genannten Reinigungshinweise. Halten Sie sich über mögliche Firmware- oder Software-Updates auf dem Laufenden. Schützen Sie die Tastatur vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, um Schäden an der Elektronik zu verhindern. Achten Sie darauf, dass Verbindungskabel nicht geknickt oder beschädigt werden. Vermeiden Sie Stöße oder Stürze der Tastatur, um Beschädigungen an den internen Komponenten zu verhindern. Wenn Sie die Tastatur über längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie sie an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Mit einem Reset können Sie die Tastatur komplett deaktivieren und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie die Garantieinformationen und Kontaktdaten des Herstellers oder des Kundendienstes bereit, falls Sie Unterstützung oder Reparaturen benötigen. Vermeiden Sie den Einsatz der Tastatur in extremen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen.

9. Support

Bei allen technischen Fragen rund um das Produkt kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Bei Bedarf, wenn der Fachhändler nicht verfügbar sein sollte oder nicht weiterhelfen kann, senden Sie uns ein E-Mail an info@tipykeyboard.com. Bitte geben Sie unbedingt den Fehler oder das Bedienungsproblem und die Seriennummer an.

10. Technische Daten

Allgemeine Informationen:

Tastentechnologie: New Rubber Dome
Anzahl der Tasten: 2 x 92 Tasten (insgesamt 184 Tasten)
Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
Gewicht: ca. 570 g
Abmessungen: ca. 270 x 170 x 17 mm
Gehäusefarbe: Schwarz/Grau

Verbindung und Kompatibilität:

Anschluss: USB-C
Drahtlose Verbindung: Bluetooth
Kompatibilität: MacOS, iOS, Windows, Android, Linux

Stromversorgung:

Batterietyp: Li-Ion Akku 3,7V 1200mAh
Stromaufnahme Benutzung: 8,7 mA - 12 mA
Deepsleep Stromaufnahme: 0,09 mA
Ladezustand: typ. 12 mA bis typ. 300 mA
Betriebsumgebung:
Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C
Lagertemperatur: -20°C bis 60°C

11. Konformität

Dieses Produkt ist CE konform.



12. Umweltschutz und Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC und muss daher sachgemäß bei den Elektro-Altgerätesammelstellen entsorgt werden.

