

# PILOT X



## Umfeldkontrollgerät mit Spracherkennung

## Umfeldkontrolle

### Beschreibung

- Programmierbares Umfeldkontrollgerät mit Spracherkennung
- Offline Spracherkennung
- Sprecherabhängig, einzelne Kommandos
- Einstellbare Menüs mit Makros
- Auditives Feedback
- Beliebige Kommandos durch Text-To-Speech
- Einfache Installation mit jedem Computer/Tablet über WLAN Verbindung
- Fernzugriff möglich
- Starker Infrarot Sender und Easywave Funksender
- Zusätzliche Bedienungsoption über Computer/ Tablet/Smartphone
- USB Stromversorgung
- Inklusive Ladeschale
- 3200 mAh Akku

Die Konfiguration erfolgt über einen beliebigen Computer oder Tablet im Gleichen WLAN Netz oder über den Pilot Hotspot. Dies erlaubt auch den Fernzugriff und macht es sehr einfach die Funktionen zu konfigurieren.

Für den normalen Gebrauch ist keine WLAN Verbindung notwendig (WLAN kann ausgeschaltet werden).

### Sie haben Fragen zu diesem Produkt?

Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhändler für mehr Informationen über die Benutzung oder mögliches Zubehör.

### Kontakt:



RehaMedia GmbH & Co. KG  
Bismarckstr. 142a  
47057 Duisburg  
Tel: +49 (203) 393 444 99  
Fax: +49 (203) 393 444 98

Mail: [info@rehamedia.de](mailto:info@rehamedia.de)  
Internet: [www.rehamedia.de](http://www.rehamedia.de)