




Hauptmenü




Erfolgreich im Alltag kommunizieren – im Dialog



Einzelne Wörter verstehen



Bedürfnisse ausdrücken können



Sehbereich beurteilen und Blick stimulieren



Autorisierter Vertragshändler:
RehaMedia GmbH
 Bismarckstr. 142a, 47057 Duisburg
 Tel.: 0203/393 444 99
 E-Mail: info@rehamedia.de
www.rehamedia.de

Hersteller:


AssisTech
 Assistive Technology Systems
www.assistech.eu



C-Eye PRO

Innovative Methode
 zur Beurteilung
 des neurologischen Zustands

Nonverbale Kommunikation
 mit Patienten

Einfache Neurorehabilitation
 in Einrichtungen



*Innovation
 im Gesundheitswesen*

Ein zertifiziertes Medizinprodukt
 (EU-Richtlinie 93/42/EEC)


AssisTech
 Assistive Technology Systems

WIE FUNKTIONIERT DAS C-EYE-SYSTEM?



Das System erkennt die vom Patienten fixierte Stelle auf dem Bildschirm

Um mit dem System zu arbeiten, genügt es, dass der Patient mindestens ein funktionsfähiges Auge hat

WAS UMFASST DAS C-EYE-SYSTEM?

DIAGNOSE



Untersuchung:

- der Kommunikationssinne
- der Sprachfähigkeiten und Erkenntnisfunktionen
- des emotionalen Zustands

NEUROREHABILITATION



Stimulation:

- der Sprachfunktionen
- der Sehfähigkeiten und der Raumvorstellung
- des Gedächtnisses
- der Denkprozesse
- der Kommunikationsfähigkeiten

KOMMUNIKATION UND UNTERHALTUNG



- virtuelle Tastaturen
- Textkommunikation
- Piktogramme
- Training der Sehfähigkeit
- Quiz
- Abspielen von Musik
- Lesen von Textdateien

WODURCH ZEICHNET SICH C-EYE AUS?

Plug-and-Play-Anlage

einfache und intuitive Bedienung

über 50 fertige Übungssets

mögliches Erstellen von eigenen Übungen

Verifizieren und Speichern von Antworten des Patienten

VORTEILE DES C-EYE-SYSTEMS

FÜR MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN

Unterstützung bei der Beurteilung des neurologischen Zustands von Personen mit Kommunikationsstörungen

Unterstützung bei der neurologopädischen und neuropsychologischen Therapie

effektive Neurorehabilitation von Patienten

Erweiterung des Angebots und Gewinnung neuer Zielgruppen

Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit

möglicher Leasingkauf

FÜR PATIENTEN

Möglichkeit, mit der Familie, den Ärzten und den Betreuern zu kommunizieren

Stimulierung der Erkenntnisfunktionen (Neuroplastizität)

Stimulierung verbaler und nonverbaler Kommunikation

verbesserte Kreativität und Vokalisierung

besserer Gesundheitszustand

und höhere Lebensqualität der Patienten

besserer emotionaler Zustand der Patienten

höhere Motivation zum Leben und zur Rehabilitation